

Instructions for use

Choose your language

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| PT Português | SK Slovensky |
| EN English | PL Polski |
| ES Español | ET Eesti |
| FR Français | LT Lietuviškai |
| IT Italiano | LV Latviski |
| RO Română | CS Český |
| NL Nederlands | GA Gaeilge |
| DE Deutsch | HU Magyar |
| SV Svenska | TR Türkçe |
| DA Danish | MT Malti |
| FI Suomi | BG Български |
| HR Hrvatski | RU Русский |
| SL Slovenščina | EL Ελληνικά |



Português

Encaixe o dente correspondente no espaço apropriado para cada um deles. O dente deve estar limpo antes de inserir no espaço.

English

Fit the corresponding tooth in the appropriate space for each one. The tooth must be clean before inserting in the space.

Español

Encaje el diente correspondiente en el espacio apropiado para cada uno de ellos. El diente debe estar limpio antes de introducirlo en el espacio.

Français

Places la dent correspondante dans l'espace approprié à chacune d'entre elles. La dent doit être propre avant son insertion dans l'espace.

Italiano

Incassare il dente corrispondente nello spazio adeguato di ognuno di essi. Il dente deve essere pulito prima del suo inserimento in quello spazio.

Română

Montați dintele corespunzător în spațiul specific pentru fiecare dintre ei. Dintele trebuie să fie curat înainte de inserare.

Nederlands

Pas de overeenkomstige tand in de geschikte ruimte voor eenieder. De tand moet gereinigd zijn vooraleer in te brengen in de ruimte.

Deutsch

Entsprechenden Zahn in die geeignete Stelle einfügen. Der Zahn muss dafür sauber sein.

Svenska

Passa in tänderna var för sig i motsvarande utrymme. Tänderna måste vara rena vid införandet i utrymmet. Kassera efter användning eller ge till patienten som positiv förstärkning.

Danish

Anbring den tilsvarende tand i hvert individuelt rum. Tandene skal være rene inden den anbringes i rummet.

Suomi

Aseta vastaava hammas sille tarkoitettuun koloon. Hampaan tulee olla puhdas, ennenkuin se asetetaan sille tarkoitettuun paikkaan.

Hrvatski

Postavite odgovarajući zub u predviđeni prostor. Prije umetanja, zub mora biti čist.

Slovenščina

Namestite ustrezni zob v vsakokrat primeren prostor. Zob mora biti čist pred vstavljanjem v prostor.

Slovensky

Do jednotlivých miest vložte odpovedajúci zub. Pred uložením na miesto sa zub musí očistiť.

Polski

Umieścić odpowiedni ząb w miejscu właściwym dla każdego z zębów. Ząb powinien być czysty przed włożeniem go do przewidzianego otworu.

Eesti

Vajutage iga hammas selle vastavasse sobivasse kohta. Hammas peab enne kohta sisestamist olema puhastatud.

Lietuviškai

Įstatykite atitinkamą dantį į kiekvienam jų skirtą vietą. Prieš įstatant jį į vietą, dantis turi būti švarus.

Latviski

Attiecīgos zobus ievietojiet tiem paredzētajos nodalījumos. Ievietojiet albumā tikai tīrus zobus.

Česky

Do jednotlivých míst vložte odpovídající zub. Dříve než se zub uloží na místo, musí se očistit.

Gaeilge

Feistigh an fhiacail comhfhreagrach sa spás cuí do gach uile ceann. Ní mór don fhiacail a bheith glan roimh í a chur isteach sa spás.

Magyar

Helyezze be a fogat az annak megfelelő lyukba. A lyukba történő behelyezése előtt tisztítsa meg alaposan a fogat.

Türkçe

Uygun alana karşılık gelen dişi yerleştirin. Yerleştirmeden önce diş temiz olmalıdır.

Malti

Dañħal is-sinna korrispondenti fl-ispazju xieraq għal kull waħda. Is-sinna trid tkun nadifa qabel tiddaħħal fl-ispazju.

Български

Вставьте соответствующий зуб в отведенное для него пространство. Зуб должен быть чистым.

Русский

Вставьте соответствующий зуб в отведенное для него пространство. Зуб должен быть чистым.

Ελληνικά

Τοποθετήστε κάθε δόντι στην αντίστοιχη θέση αφού πρώτα το καθαρίσετε.