

# 3D PONTAS INTRA-ORAIS

## PORTUGUÊS

### DESCRIÇÃO

Pontas para aplicação de silicone diretamente na superfície dental.

### INDICAÇÃO

Moldar estruturas dentais e gengivais.

### COMPOSIÇÃO

Polietileno.

### TÉCNICA DE USO

1. Encaixe a ponta intra oral na extremidade da ponta misturadora;
2. Dispense o material apertando o gatilho até obter a quantidade desejada;
3. Descartar a ponta após o uso;

### PRECAUÇÕES E ARMAZENAMENTO

- Não reutilize as pontas intra-oriais. Elas devem ser descartadas após o uso.
- Armazene em local seco e arejado.

## ENGLISH

### DESCRIPTION

Tips for application of silicone directly on the dental surface.

### INDICATION

Shaping dental and gingival structures.

### COMPOSITION

Polyethylene.

### USE TECHNIQUE

1. Fit the intra oral tip on the end of the mixing tip;
2. Dispense the material pressing the trigger until obtaining the quantity desired;
3. Dispose of the tip after use.

### PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

- Do not reuse the intra oral tips. They must be disposed of after use.
- Store in a dry and airy place.

## ESPAÑOL

### DESCRIPCIÓN

Puntas para aplicación de silicona directamente en la superficie dental.

### INDICACIÓN

Moldear estructuras dentales y gingivales.

### COMPOSICIÓN

Polietileno.

### TÉCNICA DE USO

1. Encaje la punta intra oral en la extremidad de la punta mezcladora;
2. Disperse el material apretando el gatillo hasta obtener la cantidad deseada;
3. Deseche la punta después del uso;

### PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO

- No reutilice las puntas intra orales. Estas deben desecharse después del uso.
- Almacene en un local seco y ventilado.

## TÜRKÇE

### TANIM

Silikonu doğrudan doğruya diş yüzeyine uygulamak için uçlar.

### ENDİKASYON

Diş ve dişeti yapıları ölçmek.

### KOMPOZİSYON

Polietilen.

### KULLANMA TEKNİĞİ

1. Intraoral ucu karıştırıcı ucun sonuna kadar sığdırın;
2. İstenilen miktar elde edilince, geriye kalan malzemeyi ıskarta etmek için tetiği sıkın;
3. Kullandıktan sonra ıskarta edin.

### ÖNLEMLER VE DEPOLAMA

- İntraoral uçları yeniden kullanmayın. Kullandıktan sonra atılmalıdır.
- Kuru ve serin yerde saklayın.

ANVISA: 10349450067.

RX ONLY



For the digital instructions, please access this QR Code. ▶



### Symbology | Simbología | Simbologia

	For care, see accompanying documents. Cuidado, consultar documentos adjuntos. Cuidado, consultar documentos acompanhantes.
	Keep under shelter of the sun. Mantener al abrigo del sol. Manter ao abrigo do sol.
	Keep dry. Mantener seco. Manter seco.

1050197 - 0128082017

**Technical contact | Responsable técnico | Responsável técnico:** Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536. **OBELIS S.A** - Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels - Belgium. **Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A.** CNPJ 00.257.992/0001-37 - I.E. 60128439-15. Rua Waldir Landgraf, 101 - Bairro Lindóia - CEP 86031-218 - Londrina - PR - Brasil. **CUSTOMER SERVICE | ATENCIÓN AL CONSUMIDOR | ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:** +55 (43) 2101-3200 | 0800 727 3201 (Brasil) | sac@angelus.ind.br | www.angelus.ind.br.

**ATTENTION:** This product must be used according to the instructions described in this manual. The manufacturer is not responsible for failure or damage caused by incorrect handling or use.

**ATENCIÓN:** Este producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de este manual. El fabricante no es responsable por fallas o daños causados por la utilización incorrecta de este producto, o por su utilización en situaciones que no estén de acuerdo con este manual.

**ATENÇÃO:** Este produto deve ser usado de acordo com as instruções deste manual. O fabricante não é responsável por falhas ou danos causados pela utilização incorreta deste produto ou pela sua utilização em situações de não conformidade com este manual.