

PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO: Coroas provisórias universais em policarbonato, para dentes incisivos centrais e laterais superiores. Além da estética e resistência, as coroas PROVJET oferecem a possibilidade de ajuste tornando-as de uso UNIVERSAL (para lado direito e esquerdo). PROVJET possui três tamanhos de cada modelo, para que não seja necessário ajuste, principalmente, da porção cervical. As coroas são ocas, necessitando apenas o reembasamento e ajuste para os lados direito ou esquerdo, conforme instruções de uso. A cor dessas coroas é única e corresponde a cor 66 da escala de cores de resinas acrílicas.

COMPOSIÇÃO: Policarbonato.

INDICAÇÃO: Para confecção de coroas provisórias.

TÉCNICA DE USO: 1. Reembasar PROVJET com resina acrílica sobre o núcleo previamente cimentado. 2. Ajuste conforme figuras para individualização do PROVJET. 3. Acabamento, polimento e cimentação temporária.

ENGLISH

DESCRIPTION: Polycarbonate universal temporary crowns. Indicated for central and lateral incisors.

Besides adequate esthetics and resistance, PROVJET crowns are universal: they can replace right and left incisors.

PROVJET is available in three sizes. No adjustments may be necessary, especially in the cervical area.

The crowns are hollow and should only be adjusted according to the side of the tooth, right or left.

Please follow the instructions. The shade of the crowns is 66, which corresponds to the acrylic

resin shade guide.

COMPOSITION: Polycarbonate.

INDICATION: For the fabrication of temporary crowns.

TECHNIQUE FOR USE: 1. Reline PROVJET with acrylic resin on the previously cemented post and core. 2. Adjust it according to illustrations. 3. Proceed with finishing, polishing and temporary cementation.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN: Coronas provisionales universales en policarbonato para dientes incisivos centrales y laterales. Además de la estética y resistencia, las coronas PROVJET ofrecen la posibilidad de ajuste, tornándolas de uso universal (lado derecho e izquierdo).

PROVJET posee tres tamaños de cada modelo para que no sea necesario un ajuste de la porción cervical. Las coronas son huecas, necesitando solamente un reembasamiento y ajuste para obtener el lado izquierdo o derecho, conforme instrucciones de uso. El color de las coronas es único y correspondiente al color 66 de la escala de colores de resinas acrílicas.

COMPOSICIÓN: Policarbonato.

INDICACIÓN: Para confección de coronas provisionales.

TÉCNICA DE USO: 1. Reembasar el PROVJET con resina acrílica sobre el muñón previamente cementado. 2. Ajuste conforme la técnica de uso para hacer la anatomía del lado que se necesita. 3. Acabado, pulido y cementación provisional.

Simbologia | Symbology | Simbología



Produto de uso único.
Disposable product.
Producto de uso único.



Cuidado, consultar documentos
acompañantes.
For care, see accompanying documents.
Cuidado, consultar documentos adjuntos.



Manter ao abrigo do sol.
Keep under shelter of the sun.
Mantener al abrigo del sol.

For the digital instructions,
please access this QR Code.



1050300 - 0903022020