

17 unidades
unts | Stück



ANTERIOR

Conteúdo:
17 pinos + núcleos anteriores (5P, 8M e 4G).
Contents:
17 anterior pins and cores (5S, 8M and 4L).
Conteúdo:
17 pernos + núcleos anteriores (5M, 8M y 4G).

REF 101

REF 102

Conteúdo: 17 pinos + núcleos posteriores (5P, 8M e 4G) e 3 pinos extra.
Contents: 17 posterior pins and cores (5S, 8M and 4L) and 3 extra units of pins.
Conteúdo: 17 pernos + núcleos posteriores (5P, 8M y 4G) y 3 pernos extra.



PRÉ-MOLAR PREMOLAR

17 unidades
unts | Stück



17 unidades
unts | Stück

ANTERIORE PRE-MOLAR ANTERIOR PREMOLAR

Conteúdo: 17 unidades - 10 pinos + núcleos anteriores (2P, 4M e 4G), 7 pré-molares (2P, 2M e 3G) e 2 pinos extras.
Contents: 17 units - 10 anterior pins and cores (2S, 4M and 4L), 7 premolar (2S, 2M and 3L) and 2 extra units of pins.
Conteúdo: 17 unidades - 10 pernos + núcleos anteriores (2P, 4M y 4G), 7 premolares (2P, 2M y 3G) y 2 pernos extra.

REF 100

REF 103

Conteúdo: 30 pinos (sem núcleo) (0e)
Contents: 30 units (without core)
Conteúdo: 30 unidades (sin núcleos).



PINOS POSTS | PERNOS

30 unidades
unts | Stück

PORTUGUÊS

DEFINIÇÃO

Núcleo pré-fabricado em policarbonato para obtenção do núcleo metálico.

COMPOSIÇÃO

Policarbonato.

INDICAÇÕES

- Moldagem intrarradicular para confecção de núcleos metálicos;
- Confeção de núcleos metálicos pela técnica direta.

TÉCNICA DE USO

1. Escolha do tamanho apropriado;
2. Ajuste do comprimento do pino;
3. Reembasamento com resina;
4. Ajustes finais e envio para fundição.

ENGLISH

DEFINITION

Prefabricated polycarbonate structure for the construction of cast metal posts.

COMPOSITION

Polycarbonate.

INDICATIONS

- Root canal impression for the fabrication of metal posts indirectly;
- Post molding for the fabrication of metal posts directly.

TECHNIQUE OF USE

1. Select proper size;
2. Adjust length of pin;
3. Re-line pin with self-cured acrylic resin;

4. Make final adjustments and send it to lab for casting.

ESPAÑOL

DEFINICIÓN

Muñón prefabricado en policarbonato para la obtención de perno colado.

COMPOSICIÓN

Policarbonato.

INDICACIONES

- Impresión intra-radicular asociada a materiales de impresión para confección de muñones metálicos por la técnica indirecta;
- Confección de muñones metálicos por la técnica directa.

TÉCNICA DE USO

1. Seleccione el tamaño apropiado;
2. Ajuste el largo del perno;
3. Promover el rebasado con resina acrílica;
4. Tallado final y envío al laboratorio para colar el perno.

TÜRKÇE

TANIM

Metal kor elde etmek için polikarbonat prefabrik kor.

İÇERİK

Polikarbonat.

ENDİKASYONLAR

- Metalik postlar yapmak için ölçü alma;
- Direkt teknikle metalik postlar yapmak.

KULLANIM TEKNİKİ

1. Uygun boyutu seçin;
2. Postun uzunluğunu ayarlayın;
3. Rezin ile adapte edin;
4. Son ayarlamaları yapın ve döküme sevk edin.

NOTE: Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.



Simbologia | Symbology | Simbología | Semboller

	Cuidado, consultar documentos acompañantes. For care, see accompanying documents. Cuidado, consultar documentos adjuntos. Ek belgelere bakınız.
	Mantener ao abrigo do sol. Keep under shelter of the sun. Mantener al abrigo del sol. İşıktan koruyunuz.
	Mantener seco. Keep dry. Mantener seco. Kuru yerde saklayınız.
	Produto de uso único. Disposable product. Producto de uso único. Tek kullanımlık ürün.

Responsável técnico | Technical contact | Responsable técnico: Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536. **Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A.** CNPJ 00.257.992/0001-37 I.E. 60128439-15. Rua Waldir Landgraf, 101 Bairro Lindóia - CEP 86031-218 - Londrina - PR Brasil. **ATENÇÃO AO CONSUMIDOR CUSTOMER SERVICE | ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:** +55 (43) 2101-3200 - 0800 727 3201 (Brasil) ☎ +55 (43) 99919-0244 | sac@angelus.ind.br | www.angelus.ind.br

ATENÇÃO: Este produto deve ser usado de acordo com as instruções deste manual. O fabricante não é responsável por falhas ou danos causados pela utilização incorreta deste produto ou pela sua utilização em situações de não conformidade com este manual.

ATTENTION: This product must be used according to the instructions described in this manual. The manufacturer is not responsible for failure or damage caused by incorrect handling or use.

ATENCIÓN: Este producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de este manual. El fabricante no es responsable por fallos o daños causados por la utilización incorrecta de este producto, o por su utilización en situaciones que no estén de acuerdo con este manual.

ÖNEMLİ: Bu ürün kullanımı talimatlarına göre kullanılmalıdır. Üretici yanlış kullanımdan ileri gelen aksaklıklar ve zararlardan, kullanım talimatlarına uygun olmayan kullanımdan sorumlu değildir.