

# SILICON DAPPEN

## PORTUGUÊS

Não manipular materiais à base de silicone. Não utilizar instrumentos afiados.

**Composição:** Silicone grau hospitalar.

**Indicações de uso:** Para manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico.

Esterilizável em estufa (170°C) ou autoclave (121°C/1 atm).

## ESPAÑOL

No manipular materiales a base de silicona. No utilizar instrumentos afilados.

**Composición:** Silicona de grado hospitalar.

**Indicaciones:** Para manipulación de materiales de uso odontológico , medico y farmacéutico.

Esterilizar en estufa (170°C) o autoclave (121°C/1 atm).

## ENGLISH

Do not use with silicone-based materials. Do not use sharp instruments.

**Composition:** Silicone (hospital grade).

**Directions for use:** For the handling of dental, medical and pharmaceutical products.

To be sterilized in dry heat (170° C) or autoclave (121° C/1 atm).