

Instructions for use

0801112016

Choose your language

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| PT Português | SK Slovensky |
| EN English | PL Polski |
| ES Español | ET Eesti |
| FR Français | LT Lietuviškai |
| IT Italiano | LV Latviski |
| RO Română | CS Český |
| NL Nederlands | GA Gaeilge |
| DE Deutsch | HU Magyar |
| SV Svenska | TR Türkçe |
| DA Danish | MT Malti |
| FI Suomi | BG Български |
| HR Hrvatski | RU Русский |
| SL Slovenščina | EL Ελληνικά |

Português

Régua endodôntica milimetrada

INSTRUÇÕES DE USO

Coloque o cursor na lima e posicione-a na régua para obter a medida desejada.

English

Endodontic ruler (Gauge in millimeters)

INSTRUCTIONS FOR USE

Introduce the file into the stop and place it in the millimeter groove for measuring.

Español

Regla endodóntica milimetrada

INSTRUCCIONES DE USO

Introduzca el tope em la lima y posicónela en la regla para medir.

Français

Règle endodontique millimétrée

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mettez le curseur sur la lime et placez-la de façon à obtenir la mesure désirée.

Italiano

Regolo endodontico millimetrato.

ISTRUZIONI D'USO

Mettere il cursore sulla lima e posizionare questa sul regolo per l'ottenimento della misura desiderata.

Română

Riglă endodontică cu marcaj în milimetri

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Introduceți acul în opritor și plasați-l în canelura milimetrică pentru a fi măsurat.

Nederlands

Endodontische millimeterliniaal

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Introduceer de file in de stop en plaats het in de millimeter groef voor het meten.

Deutsch

Endodontisches Millimeterlineal.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Kursor in die Feile fügen und auf das Lineal positionieren, um das gewünschte Maß zu erhalten.

Svenska

Endodontonisk linjal

BRUKSANVISNING

För in filen i stoppet och placera i millimeterskåran för mätning.

Danish

Endodontisk lineal

BRUGSANVISNING

Indfør filen i stop og anbring den i millimeter rillen til afmåling. Indfør filen i stop og anbring den i millimeter rillen til afmåling.

Suomi

Juurikanavamitta (Mittari millimetreissä)

KÄYTTÖOHJEET

Aseta viila pysäytyskohtaan, ja siirrä se millimetriuraan mittaukseen varten.

Hrvatski

Regla endodóntica milimetrada

UPUTE ZA UPORABU

Stavite ispunu u plombu i postavite je u utor za mjerenje razdaljine u milimetrima.

Slovenščina

Endodontsko ravnilo (Skala v milimetrih)

NAVODILA ZA UPORABO

Postavite kazalnik na stop in namestite v milimetrski utor za merjenje.

Slovensky

Endodontické pravítko, milimetrové

POKYNY NA POUŽITIE

Zasuňte pilník do zarážky a umiestnite ho na meradlo, čím získate požadovanú dĺžku.

Polski

Milimetryczna linijka endodontyczna.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Umieścić suwak na pilniku i ustawić go na linijce, aby uzyskać żądaną długość.

Eesti

Juureravi millimeetrijoonlaud

KASUTUSJUHEND

Soovitud mõõdu saamiseks asetage tõkend viilile ja asetage see joonlauale.

Lietuviškai

Milimetrinė endodontinė liniuotė

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Nustatykite kursorių ties dilde ir pasirinkite liniuotės poziciją, norėdami gauti reikiamą dydį.

Latviski

Endodontijas lineāls ar milimetru iedaļām

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ievietojiet faili ierobežotājā un ievadiet to lineāla gropē, lai mērītu.

Česky

Endodontické pravítko, milimetrové

POKYNY K POUŽITÍ

Zasuňte pilník do zářky a umístěte jej na měřidlo, čímž získáte požadovanou délku.

Gaeilge

Rialóir milliméadracha endodóinteacha

TREORACHA D'ÚSÁID

Cuir an líomhán isteach sa stop agus cuir é sa heitre milliméadair chun tomhas a dhéanamh.

Magyar

Milliméter beosztású endodonciai vonalzó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Húzza rá a stoppert a gyökércsatorna-tágítóra majd helyezze a vonalzón található horonyba és állapítsa meg a kívánt hosszt.

Türkçe

Milimetrelik endodontik cetvel.

KULLANIM TALIMATLARI

İstenilen ölçüyü elde etmek için Stopu Endodontik eğeye yerleştirin ve cetvele geçirin.

Malti

Riga endodontika (Gejg f'millimetri)

STRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU

Dañhal il-lima fil-waqqafa u qegħedha fil-gruv tal-millimetri għall-kejl.

Български

Ендодонтско владетел (в милиметри Gauge)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Въведете пилата в ограничителя и я поставете в милиметровата вдлъбнатина за измерване.

Русский

Эндодонтическая миллиметровая линейка.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наведите курсор на файл и разместите его на линейке, чтобы получить желаемую длину.

Ελληνικά

Ενδοδοντικός χάρακας με διαβάθμιση σε χιλιοστά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε το στοπ στη λίμα και τοποθετήστε την στον χάρακα για να επιτευχθεί το κατάλληλο μήκος.