

# AMARRILHO

## PORTUGUÊS

### DEFINIÇÃO

Amarrilhos para isolamento absoluto em odontologia.

### COMPOSIÇÃO

Látex natural.

### INDICAÇÕES

- Vedamento de isolamento absoluto de dentes em procedimentos odontológicos;
- Estabilização do lençol de borracha no isolamento absoluto.

### TÉCNICA DE USO

1. Selecione o amarrilho de acordo com o dente: em dentes anteriores, utilize o amarrilho oval. Em dentes posteriores, utilize o amarrilho retangular;
2. Instale o conjunto arco/lençol e

coloque o amarrilho, ajustando-o ao colo do dente. Os amarrilhos são confeccionados em látex e descartáveis após uso.

## ENGLISH

### DEFINITION

Ligatures for rubber dam isolation.

### COMPOSITION

Natural Latex.

### INDICATIONS

- Sealing of the rubber dam in dental procedures under absolute isolation;
- Stabilization of the rubber dam.

### TECHNIQUE OF USE

1. Select the ligature according to the tooth: in anterior teeth, use the oval ligature. In posterior teeth, use the rectangular ligature;
2. Apply the rubber dam and place the ligature, adjusting it to the tooth cervical third. The ligatures

are made of latex and disposable after use.

## ESPAÑOL

### DEFINICIÓN

Anillos para aislamiento absoluto.

### COMPOSICIÓN

Látex natural.

### INDICACIONES

- Auxilio en el mantenimiento del dique de goma en posición;
- Sellado del diente aislado.

### TÉCNICA DE USO

1. Seleccione lo anillo de acuerdo con el diente: en dientes anteriores, utilice lo anillo oval. En dientes posteriores, utilice lo anillo rectangular.
2. Instale el conjunto arco/dique y coloque lo anillo, ajustándolo al cuello del diente. Las ligaduras son confeccionadas en látex y desechables después del uso.

## TÜRKÇE

### TANIM

Rubber-dam (Lastik baraj) İzolasyonu için ligatürler.

### İÇERİK

Doğal Lateks.

### ENDİKASYONLARI

- Diş tedavisinde dişlerin izolasyonunda sızdırmazlık;
- Rubber-damı sabitleşmek için.

### KULLANIM TEKNİĞİ

1. Diş göre ligatürü seçin: ön dişlerde oval kullanın. Arka dişlerde dikkörtgen ligatür kullanın.
2. Çerçeve/Rubber-dam seti yerleştirin ve ligatürü diş kölesine uygulayın. Ligatürler lateksten yapılmıştır ve tek kullanımlıktır.



ANVISA: 10349450066



## Simbologia | Symbology Simbología | Semboller

	Cuidado, consultar documentos acompañantes. For care, see accompanying documents. Cuidado, consultar documentos adjuntos. Ek belgelere bakınız.
	Manter ao abrigo do sol. Keep under shelter of the sun. Mantener al abrigo del sol. Işıktan koruyunuz.
	Manter seco. Keep dry. Mantener seco. Kuru yerde saklayınız.
	Produto de uso único. Disposable product. Producto de uso único. Tek kullanımlık ürün.

1050370 - 0215092016

**Responsável técnico | Technical contact | Responsable técnico:** Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536. **[EC]REP EMERGO EUROPE** Prinsessegracht 20 - 2514 AP, The Hague - The Netherlands. **Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A.** CNPJ 00.257.992/0001-37 I.E. 60128439-15. Rua Waldir Landgraf, 101 Bairro Lindóia - CEP 86031-218 - Londrina - PR Brasil. **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CUSTOMER SERVICE | ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:** +55 (43) 2101-3200 - 0800 727 3201 (Brasil) | [sac@angelus.ind.br](mailto:sac@angelus.ind.br) [www.angelus.ind.br](http://www.angelus.ind.br)

For the digital file, please visit our website through the link in the QR code.



**ATENÇÃO:** Este produto deve ser usado de acordo com as instruções deste manual. O fabricante não é responsável por falhas ou danos causados pela utilização incorreta deste produto ou pela sua utilização em situações de não conformidade com este manual.

**ATTENTION:** This product must be used according to the instructions described in this manual. The manufacturer is not responsible for failure or damage caused by incorrect handling or use.

**ATENCIÓN:** Este producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de este manual. El fabricante no es responsable por fallas o daños causados por la utilización incorrecta de este producto, o por su utilización en situaciones que no estén de acuerdo con este manual.

**ÖNEMLİ:** Bu ürün kullanım talimatlarına göre kullanılmalıdır. Üretici yanlış kullanıstan ileri gelen aksaklıklar ve zararlardan, kullanım talimatlarına uygun olmayan kullanıstan sorumlu değildir.